

IMMUNOBIO

4 in 1 SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

BfArM Test-ID: AT228/20 (naso-/oropharyngeal) | AT150/21 (anterior nasal) | AT149/21 (Speichel)

- ✓ Ergebnis in nur 15 Min.
- ✓ BfArM gelistet & durch das Paul-Ehrlich-Ins tut überprüft
- ✓ 4 verschiedene Testarten in einer Box
- ✓ Rachen / Nasopharynx / vorderer Nasenraum / Speichel



Technische Daten

Produktname:	IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
Verpackung:	20 Tests / Packung 1000 Tests / Masterkarton
Verwendungszweck:	Zum qualitativen Nachweis von N-Protein Antigenen in Bezug auf das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 in Rachen- u. Nasensekreten
Testresultat:	15 Minuten
Sensitivität:	94,12% (95% KI: 91,04%-96,21%)
Spezifität:	99,75% (95% KI: 98,45%-99,99%)
Bestandteile:	20 Antigen Testkassetten 20 Extraktionsröhrchen mit Aufsatz 20 Extraktionsreagenzien 20 Sterile Abstrichtupfer (dünn) 20 Sterile Abstrichtupfer (dick) 20 Spuckbehälter 20 Pipetten 1 Probenständer 1 Gebrauchsanweisung

Lagerung :	Bei 2 - 30 °C lagern
Haltbarkeit:	18 Monate haltbar Nach dem Öffnen des Beutels innerhalb einer Stunde durchführen
Probenentnahme:	Oropharyngeal Nasopharyngeal Anterior nasal Speichel / Sputum
Nachweisgrenze:	LoD N-Protein: 0,2 bis 0,5 ng/ml LoD SARS-CoV-2 Virus (inaktiviert): 2-5x10 ² TCID ₅₀ /ml
Geprüft:	Durch das Paul-Ehrlich-Institut ISO 13485:2016
Angewandte Norm:	Richtlinie 98/79/EG für In-Vitro-Diagnostika
Hersteller:	Hangzhou Immuno Biotech Co., Ltd.
Importeur:	Kagerlin GmbH, Lörrach
EU-Bevollmächtigter:	Lotus NL B.V. , Koningin Julianaplein 10, 1e, Verd, 2595AA, The Hague, Niederlande

Westfalen Care GmbH

Geschäftsführer:
Matthias Bürger, Milos Vujnovic
HRB: Paderborn, 14540
USt-IdNr.: DE330903175

Tel.: +49 171 9195390
anfrage@westfalencare.com
www.westfalencare.de

Sitz:
Paderborner Str. 44
33181 Bad Wünnenberg
Deutschland

Westfalen Care Shop

