# 3 I N 1 A N T I G E N C O R O N A S C H N E L L T E S T



Mehr auf: www.ameya.at



MULTI PACK







## EDELVITAL™ 3 IN 1 ANTIGEN SCHNELLTEST KIT (NASAL, RACHEN, LUTSCHTEST)

# DER 3IN1 ANTIGEN SCHNELLTEST MIT NOCH EINFACHERER HANDHABUNG

DIE VORTEILE

•	Antigen Test 3 in 1
Testart	Nase, Rachen, Speichel
Genauigkeit	99,52%*
Empflindlichkeit	99,18%*
Spezifität	100%*
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemp.	2-30°C
VPE	20Stk. per Packung

Die klinische Leistung des COVID-19-Antigen-Schnelltests (kolloidales Gold) wurde durch Testen von 1096 positiven und 793 negativen Proben auf SARS-CoV-2-Antigen mit einer Sensitivität von 99,18% (95% CI: 98,45% - 99,62%) und einer Spezifität von 100% (95% CI: 99,54% - 100%) bestimmt. Klinische Proben wurden mit einer RT-PCR-Referenzmethode als positiv oder negativ bestimmt.

Der EDELVITAL™ Rapid COVID-19-Antigen-Test ist eine kolloidale Gold-Immunochromatographie zum qualitativen Nachweis von Nucleocapsid-Antigenen aus SARS-CoV-2 in menschlichen Nasentupfern, Rachenabstrichen oder Speichel von Personen, bei denen der Verdacht auf COVID-19 besteht.

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Identifizierung des SARS-CoV-2-Nucleocapsid-Antigens. Das Antigen ist im Allgemeinen in Proben der oberen oder unteren Atemwege während der akuten Phase der Infektion nachweisbar. Die positiven Ergebnisse weisen auf das Vorhandensein viraler Antigene hin, aber eine klinische Korrelation mit der Anamnese und anderen diagnostischen Informationen ist erforderlich, um den Infektionsstatus zu bestimmen.



- 3 in 1 Probenentnahme mit Nasen-, Rachen- oder Speichelabstrich
- Hohe Leistung durch klinische Studie nachgewiesen.
- Schneller Nachweis von
   SARS-COV-2-Nucleocapsid-Antigen in
   15 Minuten.
- Keine Instrumentierung erforderlich.
- Kostengünstige Lösung für groß angelegte Tests.











Lagerung

Testdauer Empfindlichkeit Spezifität

Genauigkeit



## ANFRAGE **VERPACKUNGSEINHEITEN** STÜCKPREISE & PALETTENWARE

Verpackungseinheit: 20 Stück per Packung 500 Stück per Karton

6	Stückpreis
20-100 Stk.	€4,60
120-500 Stk.	€4,30
520-1000 Stk.	€4,10
Ab 1020 Stk.	€3,95

Palettenware Anfragen unter

> +43 1 523 3000 oder schnelltest@ameya.at

Ameya GmbH

Gregor-Mendel-Strasse 46, 1190 Wien UID: ATU63103714 | FN: 285467f

Website: www.ameyamed.com

#### 1 PKG TESTKIT BEINHALTET:

20x Testkarte 20x Extraktionsrohr mit Lösung 20x Tupfer 1x Packungsbeilage

#### TESTABLAUF SCHEMA

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung für den exakten Vorgang.



HÖCHSTE QUALITÄT











5

