

Technisches Datenblatt - D/Maske XS

D/Maske
Die Maske aus Deutschland.

Schutzstufe: Kindermaske zum Infektionsschutz angelehnt an den FFP2 Standard

Modell: D/Maske XS

Hersteller: exbert GmbH & Co. KG

Farbe: weiß

Norm: angelehnt an DIN EN 149:2001+A1:2009

Verwendete Materialien:

Vliesmaterialien: Polypropylen (PP)

Nasenclip: Stahl-Draht in PE-HD (Hart-Polyethylen)


Ohrbänder: PES, EA (Polyester, Elastan)

Verpackung: 5 Stück verpackt im Polybeutel

Eigenschaften: Partikelfiltrierende Feinstaubmasken sind für den einmaligen Gebrauch geeignet und nur für die Benutzungsdauer von ca. 8 Std. bei normaler Beanspruchung vorgesehen.

Handhabung: Folgen Sie stets der Anleitung zur Benutzung der Maske. Bei unsachgemäßer Nutzung und Nichteinhaltung der Herstelleranweisungen zur Benutzung der Maske kann keine Haftung für daraus entstandene Schäden vom Hersteller übernommen werden.

Masken-Aufbau



↙ **D/Maske** exbert GmbH & Co. KG
<https://d-maske.de>
sales@d-maske.de

↙ **Adresse**
Otto-Hahn-Str. 50
59423 Unna, Deutschland

↙ **Registergericht**
AG Hamm HRA 4304, VAT-ID: DE304365827
Geschäftsführer: Daniel Lamping



Maße/Gewichte Einzelartikel im zusammengeklappten Zustand				
Größe	Länge	Breite	Ohrbandlänge	Ohrbanddehnung
Einheitsgröße	14,0 cm	9,7 cm	18 cm	280%

Die oben genannten Werte sind gemittelt und können leichten Schwankungen unterliegen.

Gebrauchsanleitung

Jedem Artikel liegt eine Gebrauchsanleitung bei, in der alle wichtigen Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung, Lebensdauer sowie Pflegehinweise aufgeführt sind.

Lagerung und Alterung

- Das Produkt ist in der Originalverpackung kühl und trocken zu lagern bei einer Temperatur zwischen +5 und +30°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Ein direkter Einfall von Sonnenlicht ist zu vermeiden.
- Die Verpackung des Produkts ist mit dem Produktionsdatum und Haltbarkeitsdatum (Tag/Monat/Jahr) versehen.

Entsorgung

- Benutzte Masken können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen kontaminiert sein.
- Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit den national geltenden Vorgaben durchzuführen, in Deutschland über den Hausmüll.

Gesundheitsrisiken

- Wenn das Produkt mit gefährlichen Materialien kontaminiert ist, muss der Gefahrenbereich umgehend verlassen werden und die Maske danach unverzüglich vom Gesicht entfernt werden.
- Allergische Reaktionen bei fachgerechter Benutzung sind nicht bekannt. Sollte trotzdem eine Allergie auftreten, ist ein Arzt und/oder Dermatologe zu konsultieren.

Gefährliche Bestandteile

- Das Produkt ist in Übereinstimmung mit Annex XVII der Europäischen REACH Verordnung 1907/2006 hergestellt.
- Gefahrstoffe in deklarierungspflichtigen Konzentrationen sind nicht enthalten.

OEKOTEX Standard 100

Alle Vliesmaterialien stammen von namhaften deutschen Herstellern und sind nach OEKOTEX Standard 100 zertifiziert.

Dermatest Prüfzertifikat: SEHR GUT

Die dermatologischen Prüfungen der verwendeten Materialien am Menschen wurden unter fachärztlicher Kontrolle durch das Institut Dermatest durchgeführt. Das Produkt bestand die Epikutantests mit „sehr gut“.



↙ **D/Maske** exbert GmbH & Co. KG
<https://d-maske.de>
sales@d-maske.de

↙ **Adresse**
Otto-Hahn-Str. 50 59423
Unna, Deutschland

↙ **Registergericht**
AG Hamm HRA 4304, VAT-ID:
DE304365827 Geschäftsführer: Daniel
Lamping