

FIT F260 FFP3 NR

Art. Nr.: 11100023



Atemschutzmaske in Universalgröße
Farben: Weiß

Verpackung:

Spenderkarton: 20 Masken

Großkarton: 720 Masken

Palette: 8.640 Masken



- EU- zertifiziert nach: EN 149:2001 + A1:2009
- CE 2841
- Schadstoffgeprüft gemäß OEKO-TEX 100
- 4 Lagige Atemschutzmaske
- Aus hautfreundlichen Materialien
- Jede Maske einzeln im Polybeutel verpackt

Atemwiderstand	Max.	FIT F260 FFP2
Einatmung 30l/min	100 Pascal	45 Pascal
Einatmung 95l/min	300 Pascal	155 Pascal
Ausatmung 160l/min	300 Pascal	255 Pascal
Filterdurchlass Paraffin 95l	1%	0,2%

CE- Zertifikat



Test Report



Konformitätserklärung



OEKO-TEX Zertifikat

